

 BIO DHAOUADI <small>CENTRE D'ANALYSE MEDICALE ET BIOMOLOGIE DE LA REPRODUCTION</small>	Recueil sur sac collecteur pour les enfants		Date d'application 11/10/2012 Page 1 sur 1
	Référence : PRA PR IN 002		Version : 1.0
Rédacteur :		Habiba MOUSSA	
Validation :		Sami DHAOUADI	Date : 11/10/2012
Approbateur :		Dr Hamdi DHAOUADI	Date : 11/10/2012

Principales indications

L'examen cytot bactériologique des urines permet de rechercher une infection urinaire (cystite, pyélonéphrite) et d'identifier le(s) germe(s) en cause

Préconisations de prélèvement

- Lavage des mains et port de gants
- Faire une toilette soignée du méat urétral et des organes génitaux externes, pour les garçonnets, décalotter si possible avant désinfection.
- Mettre l'enfant sur le dos, les jambes écartées,
- Nettoyer soigneusement la peau avec une lingette antiseptique. La peau doit être propre et sèche,
- Détacher et jeter la découpe centrale du sac collecteur,
- Retirer le revêtement qui protège l'adhésif,
- Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence,
- Ne pas dépasser 20 minutes de pose du sac collecteur, au delà de ce temps placer un nouveau sac après avoir recommencé le nettoyage.
- Pour enlever la poche soulever un coin et détacher doucement,
- Pour assurer l'étanchéité, coller l'adhésif face contre face, renforcer éventuellement
- Mettre la poche dans un flacon stérile
- Identifier le flacon avec le nom et prénom date de naissance de l'enfant si cela n'a pas été fait par le laboratoire et la date et l'heure du recueil.
- Signaler au laboratoire la prise ou non d'antibiotique ou d'antiseptique urinaires.

Transport au laboratoire

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les **plus brefs délais <2 heures**. Sinon conservation à +4°C ou utiliser un tube boraté.