



Référence : PRA PR IN 002	Version : 1.0	
Rédacteur :	Habiba MOUSSA	
Validation :	Sami DHAOUADI	Date : 11/10/2012
Approbateur :	Dr Hamdi DHAOUADI	Date : 11/10/2012

Principales indications

Le but de cet examen est de différencier les différents types d'infections vaginales : parasitaires, mycosiques ou bactériennes. Il permet aussi le diagnostic de certaines MST.

Le prélèvement doit être effectué de préférence au laboratoire ou doit y être acheminé rapidement.

Préconisations de prélèvement :

- Il est recommandé de ne pas faire de toilette intime avant le prélèvement.
- L'examen s'effectue en dehors de période des règles.
- Un traitement antibiotique ou antifongique gêne l'interprétation de cet examen et doit impérativement être signalé.
- Lavage soigneux des mains au savon.
- Le prélèvement est fait après installation en position gynécologique et après la mise en place d'un spéculum.
- Prélever autour du col (gonocoques et trichomonas) avec le premier écouvillon.
- Prélever délicatement le col lui-même (chlamydiae) avec le deuxième écouvillon.
- L'aspect du col doit être décrit pour le compte rendu final de l'examen.
- Identifier les flacons avec votre nom, prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.

Transport au laboratoire

Si les flacons doivent être acheminés au laboratoire, ils doivent être maintenus à **Température ambiante** pendant le trajet et apportés dans un délai **inférieur à 30 minutes**.